

KAPILLÄRER

| Artikelnr. | Beskrivning | Material | Volym (µL) | Elektrolytbalanserat Heparin | Heparinkonc. (IU) | Kapillärer /fp. | Förslutningshattar /fp. | Blandningsstift /fp. | Längd (mm) |
|-----------------------|---------------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|------------|
| safeClinitubes | | | | | | | | | |
| 942-969 | safeClinitubes D957P-70-45 × 1 | Plast | 45 | | 70 | 250 | 500 | 250 | 59 |
| 942-898 | safeClinitubes D957P-70-70 × 1 | Plast | 70 | | 70 | 250 | 500 | 250 | 74 |
| 942-892 | safeClinitubes D957P-70-100 × 1 | Plast | 100 | | 70 | 250 | 500 | 250 | 99 |
| 942-893 | safeClinitubes D957P-70-125 × 1 | Plast | 125 | | 70 | 250 | 500 | 250 | 121 |

Tillbehör till kapillärer

| Artikelnr. | Beskrivning | Antal /fp. |
|------------|----------------------------|------------|
| 906-020 | Koagelfilter ABL8xx | 250 |
| 906-026 | Koagelfilter ABL90 | 250 |
| 912-065 | Blå magnet till kapillärer | 1 |